

Zirkonzahn[®]



PRETTAU[®] 3 DISPERSIVE[®]

Die Zirkonzahn Kultur

DER BEWEIS, DASS NICHTS UNMÖGLICH IST

Horizonte existieren, um erweitert zu werden. Es ist wichtig, stets Neues – gar Außergewöhnliches – auszuprobieren, um immer wieder zu beweisen, dass nichts unmöglich ist.

Diesem Denkansatz entsprechend, haben wir einen Gorilla mit Zirkonzähnen aus Prettau® 3 Dispersive® versorgt.

Dank der verschiedenen, multifunktionalen Programme und den dazugehörigen Modulen der Zirkonzahn-Software, welche wir im Portfolio haben, ist es uns möglich, derartige Spezialanfertigungen digital zu erstellen und physisch umzusetzen.





DIE LEIDENSCHAFT ZUR ZAHNTECHNIK

Die Zahntechnik ist eine faszinierende Berufung, die uns unendliche Möglichkeiten bietet, Kreativität auszuleben und sie harmonisch mit Perfektion zu vereinen. Sie ist Quelle der Inspiration und Herausforderung zugleich, eine Symbiose aus Kunst und Präzision.

Es ist pures Gefühl, aufmerksam sein für kleinste Feinheiten, die Beachtung so vieler Details. Dieses Bewusstsein entwächst unserem ursprünglichen Wesen: Der stolzen Berufung, Zahntechniker zu sein.





NEU! PRETTAU® 3 DISPERSIVE®

- Bereits während der Werkstoffherstellung werden Farb-, Transluzenz- und Biegefestigkeitsverläufe eingearbeitet
- **Gradual-Triplex-Technology:** Dreifachverlauf mit natürlicher Farbgebung sowie ansteigender Biegefestigkeit und Transluzenz
- Für reduzierte oder monolithische Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers und steggestützte mehrgliedrige Brücken verwendbar, besonders für monolithische Gestaltung geeignet
- Kein Keramikchipping (durch monolithische Gestaltung), keine Abrasion gegenüber dem Antagonisten
- Patientenindividuell charakterisierbar mit Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensivfarben, ICE Ceramics, Fresco Ceramics, ICE Stains Prettau® und ICE Stains 3D by Enrico Steger



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NEU! 1 ORBIT – 4 DURCHMESSER (95, 98, 106 UND 125 MM)

FÜR FRÄSGERÄT-KOMFORTLINIE M2, FRÄSGERÄT M4 WET HEAVY METAL UND DEM NEUEN FRÄSGERÄT M6 TELESKOPER BLANK CHANGER

