

Zirkonzahn®



PRETTAU® 3 DISPERSIVE®

La Culture Zirkonzahn

LA PREUVE QUE RIEN N'EST IMPOSSIBLE

Les horizons sont faits pour être élargis. Il est important d'être constamment ouvert à de nouvelles aventures. Plonger dans des domaines inconnus, voire atypiques, nous ouvre la voie à la réalisation de ce que d'autres jugent impossible.

C'est cette philosophie qui nous a inspirés à la création d'une restauration en zircone Prettau® 3 Dispersive® pour un gorille.

Grâce à la richesse des programmes multifonctionnels et modules dédiés de notre logiciel Zirkonzahn.Software, il est possible de concevoir et de réaliser des restaurations uniques et innovantes comme celle-ci.





LE DÉVOUEMENT À LA TECHNOLOGIE DENTAIRE

Dans le monde de la technologie dentaire, l'art et la perfection se mêlent en une harmonie captivante, offrant un espace idéal pour explorer une créativité sans bornes. À la fois muse et défi, la technologie dentaire est une symphonie d'émotions pures où l'art et la minutie se conjuguent pour créer une harmonie parfaite. Cette conscience qui découle de notre patrie, de notre nature, est la fière vocation d'être prothésiste dentaire.





NOUVEAU ! PRETTAU® 3 DISPERSIVE®

- Le matériau est pourvu de gradients de couleur, de translucidité et de résistance à la flexion dès le processus de fabrication
- **Gradual-Triplex-Technology** : triple dégradé avec une coloration naturelle tout en augmentant la résistance à la flexion et la translucidité
- Pour les couronnes unitaires réduites ou monolithiques, inlays, onlays, facettes et bridges de plusieurs éléments soutenus par une barre ; le matériau est particulièrement adapté à la conception monolithique
- Pas d'écaillage de la céramique (grâce à la conception monolithique), ni d'abrasion de l'antagoniste
- Caractérisation individuelle avec les *Colour Liquids Prettau® Aquarell Intensifs*, les *ICE Ceramics*, les *Fresco Ceramics*, les *ICE Stains Prettau®* et les *ICE Stains 3D* by Enrico Steger



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Rotec – Tél. +33 2 40 62 11 02 – Fax +33 2 40 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec-fr.com

Zirkonzahn Worldwide – Tél. +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOUVEAU ! 1 ORBITE – 4 DIAMÈTRES (95, 98, 106 ET 125 mm)

POUR LA LIGNE CONFORT DE FRAISEUSES M2, LA FRAISEUSE M4 WET HEAVY METAL ET LA NOUVELLE FRAISEUSE M6 TELESKOPER BLANK CHANGER

